

**DEKA**  
Innate Ability

AZ ÚJ PRO SOROZAT



onda  
PRO

## Az új PGW technológia kiszélesíti a lehetőségeket

A non-invazív alakformálás, feszesítés  
és cellulit-kezelés evolúciója

Az ONDA PRO egyedülálló az **esztétika**, a **bőrgyógyászat**  
és a **plasztikai sebészet** területén



# ONDA PRO

FEJLŐDŐ KIVÁLÓSÁG

LIFTING &  
KONTÚRJVÁÍTÁS

FESZESÍTÉS

ZSÍRCSÖKKENTÉS

NARANCSBŐR (CELLULIT)



# Kulcsfontosságú alapelvek

Az ONDA készülék bevezetése és nemzetközi sikere után a DEKA továbbfejlesztette az egyébként is sokoldalú platformot. Egy speciális kézidarabot terveztünk, ötvözve egy új megoldással: a PGW (Precision-GigaWave) technológiával, mellyel a kezelés még pontosabb és szelektívebb lesz.

Ez az új kézidarab teljesebbé teszi az ONDA PRO használhatóságát, hiszen a POCKET fej behatolási mélysége az arc és nyak speciális igényére van hangolva, különleges feszesítő és lifting hatást eredményezve. A szubmentális zsír csökkentésével a tokakezelésben is új távlatok nyílnak.

Az ONDA PRO forradalmi technológiát kínál a kontúrjavításban és az alakformálásban.

## Az ONDA PRO hármas hatása:

### Lifting


Az ONDA PRO a különleges PGW technológiának köszönhetően szelektívebben hat és erőteljes lifting hatással bír.

### Feszesítés

A bőr irharétegére kifejtett közvetlen hatása a kollagénrostok azonnali összehúzódását eredményezi. Serkenti az új kollagén képződését, mely a bőrt tömörebbé és jobb tónusúvá teszi.

### Zsíroidás és narancsbőr csökkentés

A már ismert Coolwaves mikrohullámok és a PGW technológia a szubkután zsírsejtek membránját károsítva tartósan csökkenti a zsírszövet mennyiségét. A feszesítő hatással együtt a test újraformálását érhetjük el.





TUDOMÁNYOS HÁTTÉR

## Pocket kezelőfej

Tökéletes ergonómia: optimális hatékonyság a nehezen hozzáférhető, kis felületeken és az érzékeny területeken.





## Tökéletes pontosság

A kezelőfejeket a **Coolwaves®** mikrohullámok ellenőrzött módon történő kibocsátására fejlesztettük ki. Az új PGW technológiának köszönhetően az energia pontosan oda van fókuszálva, ahol a legnagyobb szükség van rá: a behatolás mélysége szigorúan kontrollált, **a környező szövetek teljes megkímélése mellett.**

## Különböző alkalmazásokban különböző behatolási szintek

A 3 kezelőfej, a **DEEP**, a **SHALLOW** és a **POCKET** hatásmélysége különböző. Mindegyik **más és más területre és felhasználásra** van tervezve.



### Pocket

A legjobb **feszesítő és lifting** | **szubmentális területre**



### Shallow

A legjobb választás a **narancsbőrre, a bőrfeszesítésre és a lokalizált zsírtöbbletre.**



### Deep

**Nagyobb területek** kezelésére ideális.

## Integrált hűtési rendszer


A kontakt bőrhűtés minden kezelőfejbe be van építve és gondoskodik a mikrohullámok által generált hő kiegyenlítéséről. A bőr felső rétegeit megkímélve, **teljes pácienskomfort mellett kezelhetünk**, minimalizálva a mellékhatásokat és megakadályozva a gyulladást.



TUDOMÁNYOS HÁTTÉR

## A PGW technológia és a hatásmechanizmus

A Coolwaves mikrohullámok energiája nemcsak eléri a megcélzott kívánt targetet, hanem különböző mértékű hatást képes létrehozni a szövetek eltérő mélységeiben.



# Klinikai eredmények



**Cellulit és lokalizált zsírtöbblet**  
Michaela Troiano M.D. jóvoltából  
*Firenze, Olaszország*



**Lokalizált zsírtöbblet és bőrmegnyúlás**  
Diana Hvas M.D. jóvoltából  
*Rodovre, Dánia*



**Szubmentális zsír (toka)**  
Giovanni Turra M.D. jóvoltából  
*Rudiano, Olaszország*



**Szubmentális bőrmegnyúlás**  
Prof. Paolo Bonan jóvoltából  
*Firenze, Olaszország*



## **A Coolwaves és a PGW technológia új határokat jelölt ki az esztétikában**

A Coolwaves 2018-ban történt bevezetésekor a világon az első technológia volt, mely speciálisan „megszelídített”, biztonságos mikrohullámokat használ a lokalizált zsírtöbblet, a cellulit és a bőr feszségének elvesztése ellen. A Coolwaves a teljes testfelületen alkalmazható, de elsősorban a hason, a csípőn és deréktájon képes oldani a felhalmozódott zsírt, feszesíteni a bőrt, javítani a testkontúrokat és tömörebbé tenni a szöveteket.



**Köszönhetően a legújabb  
PGW  
(Precision Gigawave)  
technológiának, az ONDA  
az egyik leginkább keresett  
kezelés a celebek körében  
az USA-ban.**





# Felhasználók véleménye

“ A non-invazív testkezelések iránti igény az egekbe szökött. Ennek kielégítésére különféle technológiákat alkalmazok, de csak az Onda képes kezelni a lokális elhízást és a bőr lazaságát egyidejűleg, közvetlen és szelektív módon. A Coolwaves más technológiákkal ellentétben valójában sokkal mélyebben hat és jelentősen csökkenti a problémát, helyreállítja bőr rugalmasságát.”

**Dr Cristina Cuciti M.D.**  
*bőrgyógyász, Olaszország*

## A legutóbbi tudományos közlemények a Coolwaves mikrohulámokról

Non-Invasive System Delivering Microwaves Energy for Unwanted Fat Reduction and Submental Skin Tightening: Clinical Evidence.  
*J Cosmet Dermatol. B. Salsi MD és munkatársai*

Effects of microwave technology on the subcutaneous abdominal fat and anthropometric indices of overweight adults: A clinical trial.  
*JCD. N. Pahlavani MD és munkatársai*

Microwave Therapy for Cellulite: An Effective Non-Invasive Treatment.  
*Clin Med. Prof. K. Hoffmann MD és munkatársai*

A New Protocol to Treat Abdominal Subcutaneous Fat Combining Microwaves and Flat magnetic stimulation.  
*Bioengineering. Prof. S. Nisticò MD és munkatársai*

Combined Microwaves and Fractional Microablative CO2 Laser Treatment for Postpartum Abdominal Laxity.  
*J Cosmet Dermatol. Prof. P. Bonan MD és munkatársai*

Remodeling of Collagen Constituting Interlobular Septa of Subcutaneous Adipose Tissue Following Microwaves Application.  
*Dermatol Ther. Prof. N. Zerbinati MD és munkatársai*

Microwaves in Body Sculpting: A Prospective Study  
*Dermatol Ther. Prof. P. Bonan MD és munkatársai*

Effectiveness of Microwaves in Treatment of Cellulite: A Preliminary Study.  
*JPD. Prof. A. Di Pietro MD és munkatársai*

Microwave Therapy for Cellulite: An Effective Non-Invasive Treatment.  
*J Clin Med. L. Bennardo MD és munkatársai*

## AZ ONDA PRO FENNTARTHATÓ

A DEKA rendszerek és készülékek arra lettek tervezve és felszerelve, hogy fenntartható célokat érhessenek el vele és, hogy a szolgáltatása követhető, átlátható és megbízható legyen. Követjük a nemzetközi környezeti standardokat a saját és beszállítóink érdekében.

TÖKÉLETES VÁLASZTÁS

## Az ONDA PRO erősségei

- Az ONDA PRO Coolwaves® jobb hatékonyságú és szelektivitású az új **PGW technológia** miatt
- A **Coolwaves®** máig az első non-invazív zsírbontó, feszesítő és remodelláló kezelés
- **Minden bőrtípusra** alkalmazható
- **Nincs gyógyulási idő** vagy bevérzés
- Fantasztikus meglepetés, hiszen **fájdalmatlan** a kezelés, nem igényel fájdalomcsillapítást, vagy műtéti beavatkozást
- **Háromszoros hatásmélység** a különböző kezelőfejeknek köszönhetően
- **Biztonságos és hatékony**
- Nincsenek drága, eldobandó alkatrészek

 **Kizárólag a DEKA használóinak:**  
a praxis nagyszerű eszköze  
**DEKA Club**

Új, felhasználóbarát  
kezelőfelület

Ergonomikus kezelőfejek  
POCKET, DEEP, SHALLOW)



Esztétikus LED fények

Coolwaves®  
mikrohullámok

PGW technológia

# Műszaki adatok

ONDA PRO	
Energia formája	Coolwaves® mikrohullám (PGW technológia)
Frekvencia	2,45 GHz
Teljesítmény	Max. 200 W
Kezelőfejek	Deep – Shallow – Pocket
Kezelőfej hűtés	Szabadalmaztatott integrált hűtés
Vezérlés	Kezelőfejen elhelyezett nyomógombbal
Adatbázis	Integrált intuitív szoftver gyári kezelési protokollokkal, a kezelési paraméterek automatikus megadásával
Méreték és tömeg	110 cm (mag.) x 40 cm (szél.) x 70 cm (mély)   60 kg
Hálózati áramigény	100-240 Vac - 50/60 Hz - 1500 VA



## DEKA Innate Ability

A DEKA – az El.En. Groupnak a részeként – a lézer és fényforrások orvosi alkalmazásának területén világszinten élen járó tervező és gyártó vállalat. A DEKA termékeit több mint 120 országban értékesíti kiterjedt forgalmazói hálózattal és közvetlen irodán keresztül Olaszországban, Franciaországban, Németországban, Japánban és az Egyesült Államokban. A DEKA kiválósága elismertségének és tapasztalatának fémjele, amit több mint 30 éves K+F tevékenysége igazol. A minőség, innováció és technológiai kiválóság alapján a DEKA és termékei egyedülálló és megkülönböztetett pozíciónak örvendenek világszerte. A DEKA lézertermékeit a 93/42/EGK irányelv rendelkezéseivel és minőségbiztosítási rendszerével összhangban gyártja, a termékek az ISO 9001 és ISO 13485 szabványoknak felelnek meg.

**DEKA**  
Innate Ability



**Dr Derm Equipment Kft.**  
1026 Budapest, Fillér u. 33.  
Telefon: 06-70 428-3865  
E-mail: laserinfo@drderm.net



DEKA M.E.L.A. s.r.l.

DEKA M.E.L.A. s.r.l. – Minden jog fenntartva – A termékek fejlesztése érdekében a cég fenntartja magának a jogot, hogy a leírásokat előzetes bejelentés nélkül módosítsa. A dokumentumokat kizárólag egészségügyi szakemberek használhatják. A brossúra nem az USA piacra készült.